

FICHA TÉCNICA



Nombre Comercial: Calla Eye Band

Diseñado y Fabricador por: Qualiteam S.r.l.
Località Nassio Sopra, 15A
10010 Chiaverano (TO), Italy

Descripción:

La banda ocular Calla es una banda elástica de encaje con bolsillos para compresas frías diseñada para aliviar la incomodidad y el dolor después de procedimientos de cirugía de párpados (blefaroplastia), reconstrucción de la nariz (rinoplastia) u otros procedimientos ó lesiones en la región del ojo que requieren terapia con frío. Consiste en una doble banda elástica con cierres de velcro ajustables en la parte trasera de la cabeza. La banda ocular Calla tiene un "corte" en la parte delantera para evitar la presión de la banda en la nariz.

El producto está hecho de encaje elástico ultraligero y ventilado. Los paquetes de gel frío se insertan desde la parte superior y se colocan de forma segura entre las dos bandas a cada lado de la nariz.

Composición de los materiales:

El material de encaje está aprobado para uso médico, es anti-alérgico, no contiene caucho (latex-free) y tiene un rango de estiramiento específico de 100% ±10%.

Material	Composición	Velcro	Etiqueta	Hilo
Banda Elástica (named Calla Lace)	51 % polyester, 26 % polyamida 23 % elastomer (latex free)	100 % polyamida	93 % polyester 7 % Spandex	100% polyester

Aplicación:

La preciosa banda ocular, liviana y cómoda se usa después de procedimientos de cirugía de párpados (blefaroplastia), reconstrucción de la nariz (rinoplastia) u otros procedimientos ó lesiones en la región del ojo que requieren terapia de frío. La banda ocular Calla cuenta con bolsillos para mantener las compresas frías en su sitio de forma que permite tener las manos libres y una recuperación más relajada y cómoda. El tratamiento con frío alivia las molestias y acelera el proceso de curación al prevenir el sangrado, la hinchazón, los hematomas y la inflamación.

Disponible en blanco o negro en talla única. Se incluyen dos compresas frías.

Se recomienda utilizar la banda ocular Calla según las instrucciones del cirujano. Generalmente se usa entre 1 y varios días después de la cirugía.

Mantenimiento: La banda ocular Calla se puede lavar a 30°C con jabón neutro y no debe secarse en secadora para proteger las propiedades elásticas.

Clasificación: La Directiva de dispositivos médicos 2017/745/EU (MDR) clasifica este producto como un dispositivo de Clase I de bajo riesgo: no estéril.

Tabla de Tallas:

Size	White Lace	Black Lace
	Order codes	
One size fits most	EBW	EBB
Custom sizes available upon request		

*Two cold packs included.