

## FICHA TÉCNICA

**Nombre Comercial:** Sujetador Calla Cozy post cirugía



**Diseñado y fabricado por:** Qualiteam S.r.l.

Località Nassio Sopra, 15ª  
10010 Chiaverano (TO), Italy

### Descripción :

El sujetador post-quirúrgico Calla Cozy , es para usar después de cirugías de seno.

El sujetador tiene una apertura central ajustable: Una banda bajo el busto, con cierre de velcro y 3 cierres de gancho con 3 aperturas. Las hombreras son ajustables en 3 posiciones. Esta ajustabilidad de los cierres frontales y de las hombreras hace posible modificar la compresión de leve a moderada.

Todo el interior del sujetador no tiene costuras ni aros, y hay amplitud debajo de los brazos y también por debajo del busto

Tiene un diseño con amplitud debajo de los brazos y un diseño que abarca una amplia área debajo del busto.

El sujetador Calla Cozy está fabricado de un material confortable, y transpirable y está disponible con dos diseños de espalda diferentes, un diseño con bandas múltiples y otro de diseño deportivo. Además está disponible con bolsillos para la inserción de prótesis mamarias.

### Composición de los materiales:

Los materiales no contienen látex

Material sujetador	Banda elástica debajo del busto	Cierres de gancho Y ojal	Velcro	Etiqueta	Hilo
80% Poliamida 20% Elastán	91% Poliester 9% Elastán	Acero inoxidable sin plomo, sin níquel. Poliester	100% Poliamida	93% Poliester 7% Spandex	100% Poliester

### Aplicación:

El sujetador post- quirúrgico Calla Cozy, está diseñado para proporcionar una compresión de leve a moderada del área del seno para mejorar el flujo sanguíneo, reducir los hematomas ó el dolor y minimizar la hinchazón después de cirugías mamarias como aumento de senos, reducción de senos, reconstrucción de senos o cirugía de levantamiento de senos.



El sujetador no tiene aros, está completamente sin costuras y tiene un diseño con una amplia área debajo de los senos lo que lo hace ideal para cirugías con líneas de incisión en ésta área. El amplio espacio debajo de los brazos ayuda para prevenir la hinchazón.

### Mantenimiento:

El sujetador Calla Cozy es lavable a 40 grados centígrados con jabón neutro . No usar secadora.

**Clasificación:** La Directiva de dispositivos médicos 93/42/CEE clasifica este producto como Clase I, no estéril.

### Tallas y Referencias:

		White	Black	White with pockets	Black with pockets			White	Black	White with pockets	Black with pockets
Measurement	Size	Racer Back Order Codes				Measurement	Size	Multiband Back Order Codes			
65-85 cm	XS - S	RBW-1	RBB-1	RBWP-1	RBBP-1	65-85 cm	XS - S	MBW-1	MBB-1	MBWP-1	MBBP-1
80-95 cm	M - L	RBW-2	RBB-2	RBWP-2	RBBP-2	80-95 cm	M - L	MBW-2	MBB-2	MBWP-2	MBBP-2
95-110 cm	XL - XXL	RBW-3	RBB-3	RBWP-3	RBBP-3	95-110 cm	XL - XXL	MBW-3	MBB-3	MBWP-3	MBBP-3

