



## CENTRIMAG/PEDIVAS

### Asistencia Ventricular

**NOMBRE DEL PRODUCTO**  
**FABRICANTE**  
**DISTRIBUIDOR**  
**CARACTERÍSTICAS**

ASISTENCIA VENTRICULAR DE MEDIA DURACION  
ABBOTT INC.  
VITACOR MEDICAL, S.L.

Una bomba de circulación extracorpórea que proporciona un rápida estabilización hemodinámica. El sistema CentriMag/Pedivas está indicado para asistir a uno o ambos ventrículos cardíacos durante un período máximo de 30 días, con flujos que van hasta los 10L/min en Centrimag y 1,7L/min en Pedivas.

**MATERIALES**

Bomba de policarbonato de grado médico con un núcleo al que llamamos impeller. Impeller fabricado con imanes Norte, Sur, recubierto de policarbonato de grado médico.

**TAMAÑOS**

Centrimag: Asistencia ventricular para adulto con entrada/salida de 3/8' (Mas de 10 Kg)

Pedivas: Asistencia ventricular para infantil con entrada/salida de 1/4' (Menos de 10 Kg)

**NOTAS**

Más de 12 años de experiencia, con más de 30.000 implantes y con alrededor de 50 artículos publicados.

Con marca CE 544669

**REFERENCIA**

CENTRIMAG: **201-90010**

PEDIVAS: **201-90050**