



VÁLVULA EPIC AÓRTICA

DENOMINACION	Válvula Biológica Aórtica de Pericardio Porcino, con Soporte
NOMBRE DEL PRODUCTO	BIOPROTESIS PORCINA AÓRTICA CON SOPORTE Y TRATAMIENTO ANTICALCIFICANTE EPIC™
CARACTERISTICAS	Prótesis valvular cardiaca de bajo perfil construida partiendo de 3 valvas porcinas tratadas con glutaraldehido y montadas sobre un soporte plástico. Posibilidad de suturar en posición supraanular. Lavado en 20 segundos.
MATERIALES	Soporte de copolímero flexible y recubierto de pericardio bovino para evitar desgaste de valvas por roce. Diseño de bajo perfil anatómico y mínima intrusión cameral.
ANILLO DE SUTURA	Anillo de sutura flexible de poliéster.
TRATAMIENTO DE FIJACIÓN	Tratamiento químico de fijación rápida con glutaraldehido, a baja presión.
TRATAMIENTO ANTICALCIFICANTE	A base de Etanol (Tecnología Linx™)
OTROS DATOS	Marcadores radiopacos de posición. Posibilidad de configuración supraanular.
CONFIGURACION	Aórtica
TAMAÑOS	Aórtica 21, 23, 25, 27, 29, 31 mm
MODELOS	E100-XXA (XX= medidas)
NOTAS	Con Marca C.E.

VÁLVULA EPIC AÓRTICA

Aórtica

Número de modelo	Tamaño de la válvula (mm)	Diámetro del annulus (mm)	Diámetro interno del soporte (mm)	Protrusión aórtica (mm)	Altura total (mm)
E100-21A	21	21	19	9	14
E100-23A	23	23	21	9	15
E100-25A	25	25	23	10	16
E100-27A	27	27	25	11	17
E100-29A	29	29	27	12	19
EL-31A*	31	31	29	12	20

