


## FAJAS POSTQUIRÚRGICAS TORÁCICAS Y DE PECHO

El soporte esternal y torácico [QualiBreath](#) está indicado para esternotomías, y minimiza tanto el riesgo de infecciones por dehiscencia de la herida, como complicaciones pulmonares por alteración de la respiración, lo que permite una mejor y más rápida recuperación. Alivia el dolor reforzando los músculos de las costillas, con lo que permite al paciente respirar profundamente, algo muy necesario después de este tipo de cirugías. Cuenta con unas asas integradas para episodios de tos, estornudos o hipo

Material ultraligero, suave pero resistente y sin látex.



Order codes	Chest measure CM - Inches		Band height
QB XS	75 - 84	29.5" - 33.1"	
QB S	84 - 92	33.1" - 36.2"	
QB M	92 - 100	36.2" - 39.4"	
QB L	100 - 108	39.4" - 42.5"	
QB XL	108 - 113	42.5" - 44.5"	
QB XXL	113 - 122	44.5" - 48.0"	
QB XXXL	122 - 134	48.0" - 52.8"	
QB 4XL	134 - 148	52.8" - 58.3"	
If the chest measurement is on the borderline between 2 sizes, we recommend to choose the smaller size to achieve a tight fit.			




Del mismo modo, [QualiBreath Pediatric](#), proporciona una posición correcta en todo momento, con soporte lateral para el esternón. Supone un control continuo de la respiración, sin inhibir la respiración libre. Cuenta con agarraderas de sujeción para cuando aumenta el dolor en momentos de estornudos o tos. No presiona la parte superior del abdomen, por lo que no provoca náuseas. Y el material es ligero y ventilado, sin costuras ni hebillas.

Order codes	Chest measure	Band height
QB INF 30	27 - 32 cm	
QB INF 35	32 - 38 cm	
QB TOD1	38 - 46 cm	
QB TOD2	46 - 56 cm	
Toddler and infant sizes do not have integrated handles.		
Order codes	Chest measure	Band height
QB 4-6	56 - 62 cm	
QB 6-8	62 - 68 cm	
QB 8-10	68 - 75 cm	



La Faja de pecho **QualiBra Advanced** es un soporte esternal y de pechos y está indicada para mujeres con senos más grandes que han tenido una cirugía a corazón abierto u otras intervenciones que requieren la apertura del esternón o la cavidad torácica y también es para pacientes con trauma torácico y afecciones en las que la respiración es dolorosa. Se recomienda usar inmediatamente después de la cirugía para mejorar la comodidad, permitir un cuidado de heridas menos doloroso y ayudar al paciente en el manejo del dolor

La banda del pecho rodea el tórax, tiene un cierre de velcro ajustable en el lado frontal izquierdo y bolsillos integrados como soporte adicional alrededor del pecho. Las copas de pecho tienen bandas ajustables verticales en cada lado conectadas al hombro con correos. La banda debajo del busto tiene un cierre frontal ajustable, está conectada con la banda del pecho en cada lateral, y continúa en la parte posterior con tirantes que se conectan a las bandas verticales del seno por la parte delantera. Proporciona una estabilización constante y soporte lateral en el esternón para disminuir el riesgo de infecciones, permite al paciente juntar los bolsillos para aumentar el soporte alrededor del pecho en el punto de presión torácica interna, cuando tosa, estornude o haga un esfuerzo. Separa suavemente el tejido mamario de la herida para evitar la producción de calor y humedad y disminuir el riesgo de infección y también sujeta el tejido mamario para evitar tirar de la herida hacia abajo y lateralmente y disminuir el desgarro y el riesgo de infección. Permite la inspección y el cuidado de la herida sin necesidad de abrir el dispositivo. Los materiales están aprobados para uso médico, son antialérgicos y no contienen látex.

		Standard cup size ranges D, DD, E	Plus cup size ranges F, FF and above
CM	Inches	Order Code:	Order Code:
Chest measurement ABOVE breasts:			
75 - 84 cm	29.5" - 33.1"	QADV-XS	QADV-XS Plus
84 - 92 cm	33.1" - 36.2"	QADV-S	QADV-S Plus
92 - 100 cm	36.2" - 39.4"	QADV-M	QADV-M Plus
100 - 108 cm	39.4" - 42.5"	QADV-L	QADV-L Plus
108 - 113 cm	42.5" - 44.5"	QADV-XL	QADV-XL Plus
113 - 122 cm	44.5" - 48.0"	QADV-XXL	QADV-XXL Plus
122 - 134 cm	48.0" - 52.8"	QADV-XXXL	QADV-XXXL Plus
134 - 148 cm	52.8" - 58.3"	QADV-4XL	QADV-4XL Plus
<small>If the cup size is smaller than D we recommend to use the QualiBreath sternum and thorax support.</small>			

